

Erster MTX-Autoinjektor: metex® PEN 50 mg/ml


Indikationsgebiete

metex® PEN ist angezeigt für die Behandlung von:

- aktiver rheumatoider Arthritis bei erwachsenen Patienten (RA)
- polyarthritischen Formen von schwerer, aktiver juveniler idiopathischer Arthritis (JIA)
- schwerer therapieresistenter behindernder Psoriasis vulgaris (PsV) und schwerer Psoriasis arthropathica bei erwachsenen Patienten (PsA)


Schmerzempfinden bei Selbst- und Fremdinjektion mit einem Fertigen bzw. einer -spritze¹:

Randomisierte Crossover-Studie mit Placebo an gesunden Probanden (n=40)



Wirkstärken und Packungsgrößen

Der metex® PEN wird in den Wirkstärken 7,5 mg - 30 mg einschließlich exklusiver Zwischendosierungen angeboten und verfügt über die höchste Wirkstoffkonzentration von 50 mg/ml und damit über das geringste Injektionsvolumen am Markt.



¹ Berteau C, Schwarzenbach F, Donazzolo Y et al. Evaluation on performance, safety, subject acceptance, and compliance of a disposable autoinjector for subcutaneous injections in healthy volunteers. Journal of Patient Preference and Adherence 2010; 4: 379-88.

Eine ausführliche Selbstinjektionsanleitung des metex® PEN sowie weitere Service-materialien werden gerne vom medac Autoimmun Service zur Verfügung gestellt.



medac GmbH
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel
www.medac.de

medac